



ZVÝŠENÍ VÝKONU

ZVÝŠENÍ VÝKONU O VÍCE NEŽ 33 %

V-MAX mini

PROSTĚ JEN TLAČTE





**SNADNÉ POUŽITÍ
BEZ ÚNAVY**
I NA DLOUHÝCH VÝLETECH

MINI

PODROBNOSTI

Celková povolená hmotnost	190 kg ⁽¹⁾ (osoba, invalidní vozík, V-MAX mini)
---------------------------	--

Možnost montáže	Sedadlo o šířce 36 cm (sklon 0°)
-----------------	----------------------------------

Max. montážní šířka	Šířka sedadla 60 cm
---------------------	---------------------

Rychlost jízdy vpřed	Intuitivně nastavitelná do 6 km/h
----------------------	-----------------------------------

Dojezd na jedno nabití akumulátorů	až 15 km ⁽²⁾
------------------------------------	-------------------------

Maximální možné stoupání	až 15 % (8,5°) ⁽³⁾
--------------------------	-------------------------------

Akumulátory	36 V / 6,4 Ah
-------------	---------------

Stejnoseměrný motor	36 V / 250 W
---------------------	--------------

Hmotnost hnací jednotky	6 kg
-------------------------	------

Hmotnost rozhraní (včetně kabelů)	0,8 kg
-----------------------------------	--------

Hmotnost lithium iontového akumulátoru	1,5 kg
--	--------

Celková hmotnost bez akumulátoru	6,8 kg
----------------------------------	--------

Celková hmotnost včetně akumulátoru	8,3 kg
-------------------------------------	--------

- (1) Dodržujte prosím maximální zatížení, stanovené výrobcem vašeho invalidního vozíku.
- (2) Podle ISO 7176-4 dojezd závisí mimo jiné na hmotnosti přepravované osoby, povrchu cesty, topografii atd.
- (3) Maximální stoupavost platí pro celkovou hmotnost do 190 kg (hmotnost přepravované osoby asi 160 kg). Maximální stoupavost závisí mimo jiné na hmotnosti přepravované osoby, povrchu cesty, topografii atd.



NÍZKÁ VÁHA

SILNÁ PODPORA JÍZDY

Tlačení invalidního vozíku může být pro doprovázející osobu často velmi namáhavé. Vyžaduje to velkou sílu, zvláště při jízdě do kopce. I krátké výlety jsou často vyčerpávající a únavné.

Inovativní V-MAX mini power assist proto pomáhá průvodci a umožňuje větší pohyblivost. Uživatelsky přátelská provozní jednotka umožňuje snadnou manipulaci a zajišťuje ovládání

všech funkcí jen jednou rukou.

Lehký lithium iontový akumulátor umožňuje dojezd až 15 km a váží jen 1,5 kg.



**ZVÝŠENÍ VÝKONU PRO
VÁŠ INVALIDNÍ VOZÍK**

MINIMÁLNÍ ÚSILÍ

MAXIMÁLNÍ VÝHODY



SNADNÁ A RYCHLÁ PŘÍPRAVA K JÍZDĚ

Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce umožňuje snadné a rychlé připojení a odpojení pohonu a úsporu místa při skladování.



SNADNÉ A JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Kromě snadné a jednoduché obsluhy zajišťuje malé a výkonné hnací kolo bezkonkurenční prostor pro nohy průvodce.



SILNÝ A VYTRVALÝ

Výkonný pohon v kombinaci s optimální hnací silou vám dokonale pomáhá při tlačení vozíku, i na nerovném povrchu a při dlouhých vyjíždkách.



Tuto přílohu je také možno zobrazit s velkými písmeny pro snadnější čitelnost. Je možno ji bezplatně stáhnout na webu www.aat-online.de. Na našem webu dále naleznete návody k použití výrobku s více technickými daty a dalšími informacemi.


AAT Germany



Příslušné sady AAT splňují požadavky evropských směrnic 2006/42/EG, 2007/47/EG a 93/42/EG.

V zájmu dalšího vývoje si vyhrazujeme právo provádět technické změny.

AAT je certifikovaný podle DIN EN ISO 9001:2015 a DIN EN ISO 13485:2016.



Vyrobena v Německu



DOKONALÝ ZÁBĚH

I NA NEROVNÉM POVRCHU