

Podpora jízdy a brzdění V-MAX²

pro všechny běžné varianty Kangoo



Mobilita, kvalita a flexibilita

Robustní kočárek Kangoo Reha-Buggy je ideálním společníkem pro společné outdoorové aktivity a díky svým velkým kolům se hodí zvláště pro aktivní trávení volného času venku v přírodě. K usnadnění jízdy do svahu a zvládnutí dlouhých tras slouží volitelný pomocný pohon, který účinně a bez námahy zvládá i nezpevněné cesty. Ergonomické a přehledné ovládací rukojeti zajišťují snadnou a intuitivní obsluhu. Nejlepší na tom je to, že pomocný pohon je možno sejmout, a aktivity jsou nadále možné bez elektrické podpory [a dodatečné váhy].

Technická data V-MAX²

- elektromotor 24 V
- kapacita 16 Ah
- plynule regulovatelná rychlost
- vpřed až 6 km/h
- vzad až 3 km/h
- maximální stoupání 20 %
- dojezd až 19 km
- hmotnost akumulátoru: 10,2 kg
- hmotnost hnací jednotky: 8,2 kg



Přednosti pomocného pohonu V-MAX²

- účinný přímý pohon
- žádné překážející třetí hnací kolo
- možnost bezproblémové jízdy po nerovných cestách
- jednoduché nasazení a sejmутí kompletní hnací jednotky

Udělejte ze svého kočárku elektro kočárek a zdoáte všechny cesty s lehkostí!